

PENDOLI RADIESTESICI

Strumento Radiestesico



Strumenti
Radionici

Via Aquileia n. 1 - 47921 Rimini - Tel. 339 7252641

www.strumentiradionici.com

Email: strumenti.radionici@gmail.com

PENDOLO CONICO

La differenza d'uso tra il Biotensor e il pendolo consiste nel fatto che con il primo normalmente non si usa fare domande ma si adoperano dei testimoni informati, mentre col il pendolo, tutta la ricerca è impostata su delle domande mentali per ottenere le risposte volute.

Il pendolo è come un'antenna che amplifica le vibrazioni che noi percepiamo.

Tutti gli elementi, per loro natura, emettono vibrazioni e noi con la nostra parte sensitiva le percepiamo inconsciamente. Ogni cosa in natura possiede una sua vibrazione; persone, oggetti, alimenti, luoghi, abitazioni: tutto emette energie sottili.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pendolo in metallo interamente tornito a macchina, con rifiniture fatte a mano.

COLORI	Rame		
PESO	20 gr		
MISURE	Lunghezza pendolo:	3,5 cm	
	Lunghezza totale:	20 cm	

