

# STRUMENTO RADIONICO



**Biotensor**

Ricerca radiestesica

 *Strumenti*  
**Radionici**

# Biotensor

È un semplice strumento Radiestesico, dalle grandi prestazioni, capace di amplificare il movimento fisico, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita.

La sensibilità del ricercatore rimane l'unica e più importante garanzia dell'affidabilità delle singole letture, espresse dalle oscillazioni o dalle rotazioni dello strumento. La normale sensibilità si può educare ed ampliare esercitandosi.

Corredato da:

- libretto di istruzioni
- astuccio per il trasporto

<b>MISURE</b>	<b>Biotensor Studio</b>	cm 2x47
	<b>Biotensor Portatile</b>	cm 1,5x46 (dim. allungata)
<b>PESO</b>	<b>Biotensor Studio</b>	gr 240
	<b>Biotensor Portatile</b>	gr 70

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Biotensor funziona in parte come un normale pendolo ma rispetto a quest'ultimo può aiutare in altri molteplici contesti: per esempio, è ritenuto in grado di individuare la presenza di metalli nel terreno ma anche sostanze di altro genere all'interno del corpo; è utilizzato anche per rilevare energie sottili, per valutare lo stato energetico e per ricevere responsi di natura vibrazionale.

In generale con il Biotensor si usa fare domande avvalendosi, quando necessario, **dei testimoni energetici** mentre con il pendolo tutta la ricerca è impostata su delle domande mentali per ottenere le risposte volute (è importante che la mente sia libera e aperta per non influenzare la risposta).



## IL BIOTENSOR

Il *Biotensor* è un semplice strumento radiestesico dalle grandi prestazioni, capace di amplificare il movimento fisico, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita.

Quando il radiestesista viene a trovarsi sopra il luogo dell'informazione richiesta i movimenti inconsci e impercettibili dei muscoli della sua mano si trasmettono all'antenna e quindi al peso che si trova alla sua estremità, provocando un'oscillazione.

La sensibilità del ricercatore rimane l'unica e più importante garanzia dell'affidabilità delle singole letture, espresse dalle oscillazioni o dalle rotazioni dello strumento. La sensibilità si può educare esercitandosi.



### Biotensor da Studio

Il Biotensor da studio consiste in un manico in ottone e in una parte flessibile, costituita da un sottile filo d'acciaio alla cui estremità è appeso un disco ad anello (antenna).

Corredato da:

- libretto di istruzioni
- astuccio per il trasporto
- **pendolo all'interno del manico**



### Biotensor Portatile

Il Biotensor portatile ha un manico in acciaio e una parte flessibile estraibile costituita da un sottile filo d'acciaio alla cui estremità è appesa una sfera di acciaio amagnetico.

Per le sue dimensioni ridotte la sua sensibilità rimane più rigida, avendo uno stelo più corto, rispetto al Biotensor da studio.

Corredato da:

- libretto di istruzioni
- un astuccio in panno nero

## NOVITÀ

### Nuova custodia in policarbonato

Nuova custodia trasparente per Biotensor da Studio professionale.

Per una maggiore praticità, agevolezza e visibilità degli estremi dello strumento, per poterlo impugnare dal lato corretto mentre lo si sfila dalla custodia senza il rischio di romperlo o danneggiare l'asta metallica.

**Prezzo: 35,00 €**

