

STRUMENTO RADIONICO



Biotensor Studio +

Ricerca radiestesica

Biotensor Studio +

Strumento Radiestesico dalla grande sensibilità, capace di amplificare il movimento fisico, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita tramite l'inserimento delle rate radioniche nel manico.

La sensibilità del ricercatore rimane l'unica e più importante garanzia dell'affidabilità delle singole letture, espresse dalle oscillazioni o dalle rotazioni dello strumento. La normale sensibilità si può educare ed ampliare esercitandosi.

Corredato da:

- libretto di istruzioni
- astuccio per il trasporto

MISURE Biotensor Studio + cm 2,0x59

PESO Biotensor Studio + gr 370

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il Biotensor rispecchia il funzionamento di un normale pendolo ma, rispetto a quest'ultimo, può aiutare in altri molteplici contesti: per esempio, sempre tramite la sensibilità del radiestesista, è sarà in grado di individuare la presenza di metalli nel terreno ma anche sostanze di altro genere all'interno del corpo; è utilizzato anche per rilevare energie sottili, per valutare lo stato energetico e per ricevere responsi di natura vibrazionale.

Il nuovo Biotensor Vi darà la possibilità di eliminare i testimoni energetici attraverso l'inserimento delle rate direttamente nel manico, (ad esempio nel caso in cui stessimo cercando un muro magnetico, andremmo ad inserire la sua rata così da sintonizzarci solo su quello, e sarà come se avessimo in mano il testimone).



IL BIOTENSOR

Il Biotensor è un semplice strumento radiestesico dalle grandi prestazioni, capace di amplificare molto il movimento fisico, interpretando la risposta richiesta con una convenzione già prestabilita.

Quando il radiestesista viene a trovarsi sopra il luogo dell'informazione richiesta, i movimenti inconsci e impercettibili dei muscoli della sua mano si trasmettono all'antenna e quindi al peso che si trova alla sua estremità, provocando un'oscillazione.

La sensibilità del ricercatore rimane l'unica e più importante garanzia dell'affidabilità delle singole letture, espresse dalle oscillazioni o dalle rotazioni dello strumento. La sensibilità si può educare esercitandosi.

Biotensor Studio + è un biotensor innovativo, con un manico di rame, la possibilità di combinazione di rate per la ricerca radiestesica ed una pietra cristallina nel terminale. L'asta in acciaio armonico è inserita in un mandrino attaccato al manico tramite calamita, per rendere lo strumento ancora più pratico e robusto.

