

STRUMENTO RADIONICO



Pendoli in metallo

Ricerca Radiestesica

Pendoli in metallo

Pendolo per analisi radiestesica.

Il pendolo lavora come un'antenna che amplifica le vibrazioni emesse dalla natura e in generale, da tutto quello che ci circonda.

Lo strumento è predisposto per:

- *Ricerca radiestesica*

Corredato da:

- libretto di istruzioni

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il pendolo lavora come un'antenna che amplifica le vibrazioni che percepiamo. Tutti gli elementi per loro natura emettono queste vibrazioni, energie sottili, che noi inconsciamente percepiamo.

Con il pendolo ci si dispone interiormente ad ascoltare queste vibrazioni. **Le oscillazioni che produce (orarie o antiorarie) risponderanno alle nostre domande**, rendendo così comprensibili le onde emesse da tutto quello che ci circonda, poichè **ogni cosa in natura possiede una sua propria e unica vibrazione** (oggetti, alimenti, luoghi, abitazioni).





Pendolo Classico

Interamente tornito a macchina da una barra di ottone pieno, con rifiniture fatte a mano. Anche la catenella e l'anellino sono sempre in ottone. Versione dello strumento anche con catenella con perline nere.

COLORI	Oro
PESO	23 gr
MISURE	Lunghezza pendolo 6,6 cm
	Lunghezza totale 25 cm



Pendolo a goccia

Pendolo in metallo interamente tornito a macchina, con rifiniture fatte a mano.

COLORI	Oro
PESO	15 gr
MISURE	Lunghezza pendolo 3 cm




Pendolo Spirale

Pendolo in metallo interamente tornito a macchina, con rifiniture fatte a mano.

COLORI	Oro - Argento - Rame
PESO	13 gr
MISURE	Lunghezza pendolo 4,5 cm
	Lunghezza totale 25 cm

RADIONIC INSTRUMENT



Metal Pendulums

Radiesthetic research

Metal Pendulums

Pendulum for radiesthetic analysis.

The pendulum works as an antenna that amplifies the vibrations emitted by nature and, in general, by everything around us.

The instrument is designed for:

- *Radiesthetic research*

Accompanied by:

- instruction booklet

TECHNICAL FEATURES

The pendulum works like an antenna that amplifies the vibrations we perceive.

All elements emit naturally these vibrations, subtle energies, which we unconsciously perceive. With the pendulum, we are inwardly disposed to listen to these vibrations.

The oscillations it produces (clockwise or counterclockwise) will answer our questions, thus making the waves emitted by everything around us comprehensible, since **everything in nature has its own unique vibration (objects, food, places, homes).**





Classic Pendulum

Entirely machine-turned from a solid brass bar, with hand-finishing. The chain and ring are also made of brass. Version of the instrument also with black beaded chain.

COLORS	Gold		
WEIGHT	23 gr		
MEASUREMENTS	Pendulum lenght	6,6 cm	
	Total lenght	25 cm	



Drop pendulum

Entirely machine-turned metal pendulum, with hand-made finishing.

COLORS	Gold		
WEIGHT	15 gr		
MEASUREMENTS	Pendulum lenght	3 cm	



Spiral Pendulum

Metal pendulum entirely turned by machine, with handmade finishing.

COLORS	Gold - Silver - Copper		
WEIGHT	13 gr		
MEASUREMENTS	Pendulum lenght	4,5 cm	
	Total lenght	25 cm	